

KIMTECH™

Kimtech™ стерильный капюшон А5



**Технология
CLEAN-DON™** для
простого асептического
надевания

**Дышащий материал SMS
с низким отделением ворса,
похожий на оощупь на ткань**

**Удобная и надежная
посадка**

Стерильные капюшоны Kimtech™ А5 оснащены технологией CLEAN-DON™ для простого, стерильного и эффективного переодевания. Техника асептического надевания экономит время и снижает риск загрязнения. Капюшоны подходят для использования в стерильных чистых помещениях EU GMP ISO 5, класс А.

Яркая синяя линия на внутренней поверхности капюшона указывает на место, за которое необходимо брать для правильного надевания. Капюшон вывернут наизнанку во избежание загрязнения; с завязками на спине для удобного надевания. Стерильные капюшоны для чистых помещений изготовлены из высоко-

качественного материала SMS, похожего на оощупь на ткань. Материал с низким отделением ворса, прочной окантовкой и тройной прострочкой швов прошел тест в барабане Хельмке, относится к категории I.

Резинки для удобной, надежной и универсальной посадки. Индивидуальная двойная вакуумная упаковка для дополнительной гарантии стерильности. Удобная упаковка изготовлена из безопасного для окружающей среды материала, а ее компактный размер позволяет освободить место для хранения других предметов одежды.

Стерильный капюшон Kimtech™ A5

С завязками

Прочная окантовка,
тройная прострочка
швов



Индивидуальная
вакуумная упаковка

С интегрированной маской



Низкое отделение ворса
и тканая текстура

Основная информация

- › Инновационная технология CLEAN-DON™ обеспечивает быстрое и простое асептическое переодевание
- › Удобные капюшоны представлены в универсальном размере и изготовлены из материала SMS с низким отделением ворса, похожего на ощупь на ткань
- › Защита от загрязнений обеспечивается благодаря высокому уровню стерильности материала с прочной окантовкой и тройной прострочкой швов
- › Индивидуальная вакуумная упаковка

Соблюдение стандартов

- › Сертификаты соответствия и стерильности доступны онлайн

Стандарты качества

- › Для стерильных чистых помещений EU GMP ISO 5 класса А.
- › Произведено в соответствии со стандартом контроля качества ISO 9001
- › Гарантированный уровень стерильности 10⁻⁶
- › Высокий уровень чистоты, тест в барабане Хельмке, категория I.
- › Стерилизация в соответствии с ISO 11737-1, -2

Сферы применения

- › EU GMP ISO 5 класс А.
- › Асептические процессы
- › Производство лекарств для парентерального введения
- › Биотехнологии
- › Работа с фармацевтическими соединениями
- › Производство офтальмологических продуктов
- › Работа в капюшоне в стерильных условиях

Стерильный капюшон Kimtech™ A5			
Код	Описание	Размер	Всего / кол-во в упаковке
25797	Капюшон с завязками	Универсальный	100
36072	Капюшон с интегрированной маской	Универсальный	75
47677	Капюшон с интегрированной маской	XL	75