

**STX763** Стерильный полиэстер**STX764** Стерильный полиэстер Маленькие

### Описание

Стерильные полиэстеровые тампоны от Texwipe изготовлены из 100% тканого полиэстера фармацевтической чистоты. Головки крепятся к полистироловым ручкам при помощи клеящего вещества на водной основе. Тампоны произведены с соблюдением всех соответствующих допусков и использованием высокоточных автоматизированных процессов. Индивидуальная упаковка тампонов легко открывается и обеспечивает стерильность. Кроме того, прозрачность упаковки позволяет зрительно убедиться в её целостности.

### Особенности и основные преимущества

- Гамма-облучены до ГУС  $10^6$  в соответствии с требованиями ANSI/AAMI/ISO 11137
- Номер партии и дата окончания срока годности четко указаны на каждой упаковке и включены в штрих-код для инвентаризации
- Сертификат облучения и соответствия прилагаются к каждой коробке
- Предварительная стерилизация тампонов исключает необходимость в повторной упаковке, оформлении документации и автоклавной обработке
- На упаковке обозначена маркировка для общего использования

### Области применения

- Диагностический отбор проб
- Экологический контроль
- Очистка с использованием растворителей, таких как изопропанол

### Сферы промышленности

- Фармацевтика
- Биология
- Медицинское оборудование
- Микробиологические лаборатории
- Научно-исследовательские и диагностические лаборатории

### Ассортиментный ряд

Ассортимент изделий, а также физические характеристики и характеристики отделения частиц см. на обороте

**Доступно в стерильном исполнении**

*По запросу все тампоны доступны в стерильном исполнении*

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Физические характеристики

	STX763	STX764
Материал головки	Полиэстер	Полиэстер
Ширина головки	5.8 мм	4.6 мм
Толщина головки	5.8 мм	4.6 мм
Длина головки	18.0 мм	17.0 мм
Материал ручки	Полистирол	Полистирол
Ширина ручки	2.5 мм	2.5 мм
Толщина ручки	2.5 мм	2.5 мм
Длина ручки	137.0 мм	137.0 мм
Общая длина тампона	155.0 мм	155.0 мм
Способ крепления головки	Клей	Клей
Цвет ручки	Белый	Белый
Особенности конструкции	100% тканая полиэстеровая головка; длинная полистироловая ручка	100% тканая полиэстеровая головка; длинная полистироловая ручка

#### Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
<b>STX763</b>	Стерильные полиэстеровые тампоны	1 тамп./инд. уп.; 50 тамп./уп.; 10 уп./кор.
<b>STX764</b>	Маленькие стерильные полиэстеровые тампоны	1 тамп./инд. уп.; 50 тамп./уп.; 10 уп./кор.

#### Нормативные сертификаты Texwipe

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в соответствии со следующими сертификатами: ISO 9001 • ISO 13485 • ISO 14001 • OHSAS 18001