

**STX708A** Стерильные CleanFoam® Круглая головка**STX712A** Стерильные CleanFoam® Прямоугольная головка

### Описание

Стерильные тампоны серии CleanFoam® от Texwipe изготовлены из 100% пенополиуретана высочайшего качества. Термически соединенная конструкция исключает загрязнения, связанные с использованием клеящих веществ. Тампоны произведены с соблюдением всех соответствующих допусков и использованием высокоточных автоматизированных процессов. Индивидуальная упаковка тампонов легко открывается и обеспечивает стерильность. Кроме того, прозрачность упаковки позволяет зрительно убедиться в её целостности.

### Особенности и основные преимущества

- Гамма-облучены до ГУС  $10^{-6}$  в соответствии с требованиями ANSI/AAMI/ISO 11137
- Номер партии и дата окончания срока годности четко указаны на каждой упаковке и включены в штрих-код для инвентаризации
- Сертификат облучения и соответствия прилагаются к каждой коробке
- Предварительная стерилизация тампонов исключает необходимость в повторной упаковке, оформлении документации и автоклавной обработке
- На упаковке обозначена маркировка для общего использования

### Области применения

- Экологический контроль
- Диагностический отбор проб
- Очистка с использованием совместимых растворителей и веществ
- Удаление мелкодисперсных порошков

### Сферы промышленности

- Фармацевтика
- Биология
- Медицинское оборудование
- Микробиологические лаборатории
- Научно-исследовательские и диагностические лаборатории

### Ассортиментный ряд

Ассортимент изделий, а также физические характеристики и характеристики отделения частиц см. на обороте

Доступно в стерильном исполнении

По запросу все тампоны доступны в стерильном исполнении

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Физические характеристики

	STX708A	STX712A
Материал головки	100% пенополиуретан CleanFoam®	100% пенополиуретан CleanFoam®
Ширина головки	19.7 мм	12.7 мм
Толщина головки	9.4 мм	7.8 мм
Длина головки	26.4 мм	25.7 мм
Материал ручки	Полипропилен	Полипропилен
Ширина ручки	6.6 мм	5.2 мм
Толщина ручки	3.2 мм	3.0 мм
Длина ручки	105.8 мм	101.8 мм
Общая длина тампона	132.2 мм	127.5 мм
Способ крепления головки	Термическое	Термическое
Цвет ручки	Светло-зеленый	Светло-зеленый
Особенности конструкции	Прочная головка; длинная удобная ручка	Прочная головка; длинная удобная ручка

#### Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
<b>STX708A</b>	Стерильные пенополиуретановые тампоны с круглой головкой	1 тамп./инд. уп.; 50 тамп./уп.; 10 уп./кор.
<b>STX712A</b>	Стерильные пенополиуретановые тампоны с прямоугольной головкой	1 тамп./инд. уп.; 50 тамп./уп.; 10 уп./кор.

#### Нормативные сертификаты Texwipe

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в соответствии со следующими сертификатами: ISO 9001 • ISO 13485 • ISO 14001 • OHSAS 18001